

作成日 2011年08月17日

改訂日 2017年12月28日

製品安全データシート

1. 化学物質等及び会社情報

化学物質等の名称	VITEK MSシステム用 VITEK MS-CHCA マトリックス
会社名	バイオメジャー・ジャパン株式会社
住所	〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-7 赤坂溜池タワー2F
担当部門	薬事部
電話番号	03-6834-2666
緊急時の電話番号	03-6834-2718
FAX番号	03-6834-2667
推奨用途及び使用上の制限	試薬

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理的・化学的危険性 健康に対する有害性	引火性液体 区分3 急性毒性(経口) 区分5 急性毒性(吸入) 区分4 皮膚毒性(経皮) 区分3 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 区分2A 生殖細胞変異原性 区分2 特定標的臓器毒性・全身毒性(単回曝露) 区分1 (中枢神経系、呼吸器系) 特定標的臓器毒性・全身毒性(単回曝露) 区分3 (麻酔作用) 特定標的臓器毒性・全身毒性(反復曝露) 区分2 (中枢神経系、呼吸器系、腎臓、血液系、肝臓) 上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。
-------------------------	--

GHSラベル要素 シンボル



注意喚起語 危険有害性情報

危険有害性情報	危険 引火性液体及び蒸気 吸入及び飲み込むと有害 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 強い眼刺激又は重篤な眼の損傷 遺伝性疾患のおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 中枢神経系、呼吸器系の障害 眠気やめまいのおそれ 長期又は反復曝露による中枢神経系、呼吸器系、 腎臓、血液系、肝臓の障害のおそれ
---------	---

注意書き 安全対策

使用前に取扱説明書を入手すること。
 すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。

救急措置	<p>防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること。</p> <p>火花を発生させない工具を使用すること。</p> <p>静電気放電に対する安全対策を講じること。</p> <p>容器を接地すること。アースをとること。</p> <p>涼しい所に置くこと。</p> <p>容器を密閉しておくこと。</p> <p>ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。</p> <p>屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。</p> <p>保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。</p> <p>指定された個人用保護具を使用すること。</p> <p>取扱い後はよく手を洗うこと。</p> <p>この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。</p> <p>火災の場合には、適切な消火剤を使用すること。</p> <p>吸入した場合、新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。</p> <p>皮膚又は髪に付着した場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぎ又は取り除くこと。皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。</p> <p>眼に入った場合、水で15分以上注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。</p> <p>飲み込んだ場合、口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。</p> <p>直ちに医師に連絡すること。</p> <p>曝露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。</p> <p>気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。</p> <p>汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。</p>
保管	<p>施錠して保管すること。</p>
廃棄	<p>容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。</p> <p>内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。</p>

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	
α-シアノ-4-ヒドロキシけい皮酸	3-5%	C10H7N03			28166-41-8
トリフロロ酢酸	3-5%	C2HF3O2	(2)-1188		76-05-1
エチルアルコール	25-35%	C2H5OH	(2)-202		64-17-5
アセトニトリル	25-35%	C2H3N	(2)-1508		75-05-8
水	25-35%	H2O			7732-18-5

分類に寄与する不純物及び安定化添加物

情報なし

労働安全衛生法

名称等を通知すべき危険物及び

エタノール(政令番号:61)(30.00%)

アセトニトリル(政令番号:15)(30.00%)

4. 応急措置

吸入した場合

被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

皮膚に付着した場合	<p>直ちに医師に連絡すること。 医師の手当、診断を受けること。 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。 直ちに医師に連絡すること。 皮膚を速やかに洗浄すること。 皮膚を流水またはシャワーで洗うこと。 医師の手当、診断を受けること。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。</p>
眼に入った場合	<p>直ちに医師に連絡すること。 直ちに、水で15分以上注意深く洗うこと。その際、顔を横に向けてからゆっくり水を流す。水道の場合、弱い流れの水で洗う。勢いの強い水で洗浄すると、かえって眼に障害を起すことがあるので注意する。 次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の洗浄が遅れたり、不十分の場合は、眼の障害のおそれがある。眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、治療を受ける。</p>
飲み込んだ場合	<p>直ちに医師に連絡すること。 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 けいれんや意識混濁がある時又は意識がもうろうとしている時には吐かせてはいけない(窒息させたり、吐いた物が気管に入って肺炎になることがあるため)。 意識がないときは、何も与えない。 保温に努め、速やかに医師の手当、診断を受けること。 症状は遅れて発現することがあり、過剰に曝露したときは医学的な観察が必要である。 必要に応じて有機溶剤用のマスクを着用する。</p>
医師に対する特別注意事項	
5. 火災時の措置	
消火剤	<p>小火災: 粉末消火剤、二酸化炭素、散水、耐アルコール性泡消火剤 大火災: 散水、水噴霧、耐アルコール性泡消火剤。</p>
使ってはならない消火剤 特有の危険有害性	<p>棒状注水。 極めて燃え易い、熱、火花、火炎で容易に発火する。 加熱により容器が爆発するおそれがある。 火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。 屋内、屋外又は下水溝で蒸気爆発の危険がある。</p>
特有の消火方法	<p>危険でなければ火災区域から容器を移動する。 容器内に水を入れてはいけない。 引火点が極めて低い: 散水以外の消火剤で消火の効果が大きい大きな火災の場合には散水する。 消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。 大火災の場合、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。これが不可能な場合には、その場所から避難し、燃焼させておく。</p>

消火を行う者の保護
 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。
 消火作業の際は風上から行き、空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置
 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。
 関係者以外は近づけない。
 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。
 作業者は適切な保護具(8. 曝露防止措置及び保護措置の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
 漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用する。
 適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。
 風上に留まる。
 低地から離れる。

環境に対する注意事項
 立ち入る前に、密閉された場所を換気する。
 環境中に放出してはならない。
 河川等に排出され、環境へ影響を起ささないように注意する。

回収、中和
 少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で廃棄処理する。
 大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。
 大量の場合、散水は、蒸気濃度を低下させる:しかし、密閉された場所では燃焼を抑えることが出来ないおそれがある。

封じ込め及び浄化の方法・機材
 危険でなければ漏れを止める。
 漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。

二次災害の防止策
 蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。
 除去後、汚染現場を水で完全に洗浄する。
 すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。
 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策 『8. 曝露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
 局所排気・全体換気 『8. 曝露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。
 安全取扱い注意事項 使用前に使用説明書入手すること。
 すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。

保管	接触回避	<p>容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。 接触、吸入又は飲み込まないこと。 空気中の濃度を曝露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 『10. 安定性及び反応性』を参照。</p>
	技術的対策	<p>保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で作ること。 保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設けないこと。 保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。 保管場所の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、適当なためますを設けること。 保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。 『10. 安定性及び反応性』を参照。</p>
	混触禁止物質	『10. 安定性及び反応性』を参照。
	保管条件	<p>熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。－禁煙。 酸化剤から離して保管する。 容器は直射日光や火気を避けること。 容器を密閉して換気の良い冷所で保管すること。 施錠して保管すること。</p>
	容器包装材料	消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8. 曝露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度(曝露限界値、生物学的曝露指標)	
		日本産衛学会	ACGIH
α-シアノ-4-ヒドロキシけい皮酸	未設定	未設定	未設定
トリフロロ酢酸	未設定	未設定	未設定
エチルアルコール	未設定	未設定	TWA 1000ppm
アセトニトリル	未設定	未設定	TLV-TWA 20ppm

設備対策	<p>防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 本製品を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 曝露を防止するため、装置の密閉または局所排気装置を設置すること。</p>	
保護具	呼吸器の保護具	<p>必要に応じて個人用呼吸器保護具を使用すること。 換気が不十分な場合には、適切な呼吸器保護具を着用すること。</p>
	手の保護具	保護手袋を着用すること。

ニトリルゴム及び塩ビは適切な保護材料ではない。
ネオプレンが推奨される。

眼の保護具 眼の保護具を着用すること。
化学飛沫用のゴーグル及び規格にあった顔面保護
具を着用すること。

皮膚及び身体の保護 長袖作業衣を着用すること。
具
必要に応じて保護衣、顔面用の保護具を着用する
こと。

衛生対策 取扱い後はよく手を洗うこと。

9. 物理的及び化学的性質

外観	物理的状态	液体
	形状	液体
	色	無色
臭い		無臭
pH		データなし
融点・凝固点		データなし
沸点、初留点及び沸騰範囲		85-100°C
引火点		<10°C(測定方法:不明)
燃焼又は爆発範囲	下限	3%(アセトニトリル)
	上限	19%(エチルアルコール)
蒸気圧		データなし
蒸気密度(空気=1)		データなし
比重(密度)		0.9
溶解度		水に可溶
n-オクタノール/水分係数		データなし
自然発火温度		データなし
分解温度		データなし
臭いのしきい(閾)値		データなし
蒸発速度(酢酸ブチル=1)		データなし
燃焼性(固体、ガス)		該当しない
粘度		データなし
動粘性率		データなし

10. 安定性及び反応性

安定性	通常の手扱いで安定である。
危険有害反応可能性	強酸化剤との混触するにより発熱、発火する。
避けるべき条件	熱、日光、裸火、スパーク、静電気
混触危険物質	強酸化剤、酸、塩基。
危険有害な分解生成物	燃焼したとき、有毒ガス(シアン化水素、シアンヒドリ ン、窒素酸化物)を発生する。

11. 有害性情報

急性毒性	経口	成分の急性毒性値は、アセトニトリル： 経口 ラット LD50 2,730-3,800mg/kg。 エチルアルコール： 経口ラット LD50 6,200 mg/k g。 トリフロロ酢酸： 経口 ラット LD50 200mg/kg。以 上より飲み込むと有害のおそれ(経口)区分5に該 当
	経皮	成分の急性毒性値は、アセトニトリル： 皮膚吸収 ラビット LD50 988mg/kg。 より皮膚に接触すると有毒：区分3に該当する。
	吸入(気体)	製品の形状がGHS定義による液体のため分類対象 外に該当する。

	吸入(蒸気)	データ不足のため分類できない。
	吸入(粉じん)	製品の形状がGHS定義による液体のため分類対象外に該当する。
	吸入(ミスト)	成分の急性毒性値は、アセトニトリル： 吸入 ラット LC50 23.7mg/L/4 hr。 エチルアルコール： 吸入 ラット LC5095.6 mg/L/4 hr。 トリフロロ酢酸： 吸入 ラット LC50 10g/m3。以上より吸入すると有害のおそれがあるため、GHS:区分4「吸入すると有害」に該当する。
皮膚腐食性・刺激性		データなし
眼に対する重篤な損傷・刺激性		アセトニトリルの眼刺激性が強いため、GHS:区分2A「強い眼刺激」に該当する。
呼吸器感作性		データがなく分類できない。
皮膚感作性		データ不足のため分類できない。
生殖細胞変異原性		アセトニトリルはEU-RAR No. 18 (2002), DFGOT vol. 19 (2003)の記述から、体細胞 <i>in vivo</i> 変異原性試験(小核試験)で陽性を示したことより、遺伝性疾患のおそれの疑いたあるため、GHS:区分2に該当する。
発がん性		データ不足のため分類できない。
生殖毒性		データ不足のため分類できない。
特定標的臓器毒性(単回曝露)		CERIハザードデータ集 96-17 にアセトニトリルにおける中枢神経系、呼吸器の記載があるため、GHS:区分1(中枢神経系、呼吸器系)「中枢神経系、呼吸器系の障害」に該当する。 エチルアルコールが区分3(麻酔作用)で、成分濃度合計が濃度限界(20%)以上のため、GHS:区分3(麻酔作用)「眠気やめまいのおそれ」に該当する。(区分3(麻酔作用)と判定するに専門家の意見を聞いていない。)
特定標的臓器毒性(反復曝露)		成分濃度が濃度限界(10.0%)以上の区分1の成分はアセトニトリル(中枢神経系、呼吸器系、腎臓、血液系、肝臓)、エチルアルコール(肝臓)であるため、GHS:区分2(中枢神経系、呼吸器系、血液系、肝臓)「長期又は反復曝露による中枢神経系、呼吸器系、血液系、肝臓の障害」に該当する。
吸引性呼吸器有害性		データがなく分類できない。
12. 環境影響情報		
水生環境急性有害性		データ不足のため分類できない。
水生環境慢性有害性		データ不足のため分類できない。
13. 廃棄上の注意		
残余廃棄物		廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。

汚染容器及び包装

廃棄物の処理を依頼する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。
特別管理産業廃棄物のため、廃棄においては特に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の特別管理産業廃棄物処理基準に従うこと。

容器は清浄してリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。

14. 輸送上の注意

空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

国際規則

海上規制情報	IMOの規定に従う。
UN No.	1993
Proper Shipping Name	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Acetonitrile, Ethanol)
Class	3
Packing Group	II
Marine Pollutant	Not Applicable
航空規制情報	ICAO/IATAの規定に従う。
UN No.	1993
Proper Shipping Name	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Acetonitrile, Ethanol)
Class	3

国内規制

Packing Group	II
陸上規制	消防法の規定に従う。 毒劇及び劇物取締法の規定に従う。
海上規制情報	船舶安全法の規定に従う。
国連番号	1993
品名	その他の引火性液体(腐食性のもの)

クラス	3
容器等級	II
海洋汚染物質	非該当

航空規制情報	航空法の規定に従う。
国連番号	1993

品名	引火性液体(アセトニトリル、エタノール)
クラス	3
等級	II

特別の安全対策

輸送の前に容器の破損、腐食、漏れ等のないことを確かめる。
危険物は当該危険物が転落し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒もしくは破損しないように積載すること。
移動の際に、転倒、衝撃、摩擦、圧壊、漏洩などを生じないようにする。
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れを生じないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。
運搬中に事故が発生した場合、その旨を直ちに保健所・警察署または消防機関に届出ると共に製造業者、荷送人等関係先に至急連絡をとり、指示を仰ぐこと。
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。
重量物を上積みしない。
輸送時にイエローカードを携帯する。

緊急時応急措置指針番号

131/132

15. 適用法令

<p>労働安全衛生法</p>	<p>名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9)(アセトニトリル(政令番号:15)エタノール(政令番号:61))</p> <p>危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号)</p>
<p>大気汚染防止法</p>	<p>有害大気汚染物質(政令番号:中環審答申の)(アセトニトリル)</p>
<p>海洋汚染防止法</p>	<p>有害液体物質 Z類物質(施行令別表第1)(アセトニトリル)</p>
<p>港則法</p>	<p>引火性液体類(アセトニトリル)</p>
<p>消防法</p>	<p>第4類引火性液体、第二石油類水溶性液体(法第2条第7項危険物別表第1)</p>
<p>船舶安全法</p>	<p>引火性液体類(危規則第3条危険物告示別表第1)</p>
<p>航空法</p>	<p>引火性液体(施行規則第194条危険物告示別表第</p>

16. その他の情報

<p>連絡先</p> <p>参考文献</p>	<p>バイオメリュー・ジャパン株式会社</p> <p>NITE GHS分類公表データ</p> <p>EU CLP Regulation, AnnexVI</p>
------------------------	--

bioMerieux sa 製品MSDS (2011/04/18)

記載内容は、一般に入手可能な情報及び自社情報に基づいて作成しておりますが、現時点における化学又は技術に関する全ての情報が検討されているわけではありませんので、いかなる保証をなすものではありません。又、注意事項は、通常の取り扱いを対象としたものであります。特殊な取り扱いの場合には、この点のご配慮をお願いします。